

イムノクロマト法試薬用ハウジングケース


- ・ 国内メーカーによる高品質成型品です
- ・ イムノクロマト法試薬の開発検討や少量生産用に最適です
- ・ ケースサイズ：18×70×5.5mm
- ・ 適応ストリップサイズ：4×60mm、5×60mm
- ・ 特注色や印字・ロゴ入りでの供給も承ります
(発注単位など一部条件があります)



品番	品名	色	販売単位	税別希望価格	1個当たりの価格
Type-T	イムノクロマト ハウジングケース ※4mm幅、5mm幅をご指定ください	白	100個	¥15,000	¥150
			1,000個	¥130,000	¥130
			5,000個	¥450,000	¥108
			10,000個	¥900,000	¥90
			100,000個	¥5,000,000	¥50
Type-Tb	蛍光イムノクロマト用 ハウジングケース	黒	100個	¥25,000	¥250

【推奨部材・サイズ】

サンプルパッド： Ahlstrom 0238 (幅15~18mm)
 吸収パッド： Ahlstrom 0270 (幅20mm)
 コンジュゲートパッド： Ahlstrom 8964 (幅8~10mm)
 メンブレン： 各メーカー製イムノクロマト用 (幅25mm)
 バッキングシート： Lohmann GL-57888 (幅60mm)



販売元：株式会社フォーディクス
 〒113-0033 東京都文京区本郷1-33-6
 Tel 03-6801-5977 Fax 03-6801-5978
www.fordx.co.jp

製造元：モリマーメディカル株式会社
 兵庫県加西市朝妻町1044