

イムノクロマト法試薬用 バックングシート・トップカバーテープ

• 米国Lohmann Precision Die Cutting社製バックングシート

品番	品名・規格	販売単位	税別希望価格
GL-57888	Lohmann バックングシート 基 材： 10mil [※] 白色ポリスチレン 粘着剤： アクリル系粘着剤 GL-187 サイズ： 60 x 300mm スリット： 14mm, 20mm, 46mm	200枚/パック	¥25,000
CUSTOM	Lohmann カスタム バックングシート 基材種類： ポリスチレン, ポリエステル, 塩化ビニル 基材厚み： 10mil, 15mil, 20mil サイズ： ご指定のサイズ (シート状, ロール状) スリット： ご指定の数と位置	1,000枚~	お問い合わせ

※10mil = 254 μm

• 国内メーカー製トップカバーテープ

品番	規 格	販売単位	税別希望価格
BDPET25(A) PLシン 8LK	25 μm透明ポリエステルフィルム アクリル系粘着剤 粘着力：2.4 N/10mm [※]	A4サイズ 100枚/パック	¥5,000
BDPET25(A) PAT1 8LK	25 μm透明ポリエステルフィルム アクリル系粘着剤 粘着力：4.8 N/10mm [※]	A4サイズ 100枚/パック	¥6,000
BDPET50(A) PLシン 8LK	50 μm透明ポリエステルフィルム アクリル系粘着剤 粘着力：3.2 N/10mm [※]	A4サイズ 100枚/パック	¥5,500
BDPET50(A) PAT1 8LK	50 μm透明ポリエステルフィルム アクリル系粘着剤 粘着力：7.0 N/10mm [※]	A4サイズ 100枚/パック	¥6,500
CUSTOM	テープの種類, 製品形態 (シート状, ロール状), サイズ, 印刷の有無を指定してください	お問い合わせ	お問い合わせ

※JIS Z0237 準拠法による試験結果

販売元： **株式会社フォーデックス**
〒113-0033 東京都文京区本郷1-33-6
Tel 03-6801-5977 Fax 03-6801-5978
www.fordx.co.jp

輸入元： **株式会社ビシコムジャパン**
(Lohmann) 東京都品川区東五反田5-28-1



価格および仕様は予告なく変更される場合があります