

リコンビナントタンパク質 受託作製サービス

 完全成功報酬型

 格安

 様々な発現系・精製タグを選択可能

 様々な条件を自由に調整可能

様々な宿主細胞発現プラットフォーム

発現系	E.coli HEK293	InsectCells CHO
精製タグ	Native His Fc Fc-His Mouse IgG2a Fc GST	Strep Twin-Strep TrxA MBP Llama Fc

※膜タンパク質の場合はVLP(Virus-Like Particle), 界面活性剤(DDM/CHS), Nanodiscの3種からプラットフォームをご選択いただけます。

タンパク質純度・エンドキシン濃度を規格として設定可能

タンパク質純度 >85% by SEC >90% by SDS-PAGE
>90% by SEC >95% by SDS-PAGE
>95% by SEC

エンドキシン濃度 ≤1.0 EU/μg by LAL method
≤0.01 EU/μg by LAL method

※ELISAにてBioactivityの確認を行うことも可能です。

ワークフロー

①お問い合わせ

②お見積り・ご提案

③ご注文・製造開始

④納品

株式会社アクロバイオシステムズについて

ACROBiosystemsは2010年より創業した国際バイオテクノロジー企業で、世界に向けて生物医学やヘルスケアなどの分野において分子生物学用試薬と様々なサービス、プラットフォームを提供しております。現在、アメリカ、ヨーロッパなどにおいて支社と研究センターを運営しております。7000社以上の顧客にサービスを提供しており、世界トップ20の医薬品企業と長期的かつ安定な提携関係を持っています。

Email: order.jp@acrobiosystems.com
Tel: +81-50-547-99099



QRコード読み込みで当社の公式サイトをご覧ください。