

イムノクロマト法試薬用 バックングシート

ForDx

・ 米国 Lohmann Precision Die Cutting社製バックングシート



品番	品名・規格	販売単位	税別希望価格
GL-57888	Lohmann バックングシート 基 材： 10mil* 白色ポリスチレン 粘着剤： アクリル系粘着剤 GL-187 サイズ： 60 x 300mm スリット： 14mm, 20mm, 46mm	200枚/パック	¥48,000

・ オランダ Kenosha Tapes社製バックングシート



品番	品名・規格	販売単位	税別希望価格
KN-PS1060.164	Kenosha バックングシート 基 材： 10mil* 白色ポリスチレン 粘着剤： 感圧接着剤 KN-2211 サイズ： 60 x 300mm スリット： 14mm, 20mm, 46mm	100枚/パック	¥25,000

・ 米国 Adhesives Research社製バックングシート



品番	品名・規格	販売単位	税別希望価格
B324-MH-9020S60 (ARCare9020)	Adhesives Research バックングシート 基 材： 10mil* 白色ポリスチレン 粘着剤： アクリル系感圧接着剤 AS110 サイズ： 60 x 300mm スリット： 14mm, 20mm, 46mm	200枚/パック	¥35,000

・ カスタムバックングシート (各社対応可)

品番	品名・規格	販売単位	税別希望価格
CUSTOM	カスタム バックングシート 基材種類： ポリスチレン, ポリエステル, 塩化ビニル 基材厚み： 5mil, 10mil, 15mil, 20mil, その他 サイズ： ご指定のサイズ (シート状, ロール状) スリット： ご指定の数と位置	お問い合わせ	お問い合わせ

※10mil = 254 μm

販売元： 株式会社フォーディクス
〒113-0033 東京都文京区本郷1-33-6
Tel 03-6801-5977 Fax 03-6801-5978
www.fordx.co.jp

価格および仕様は予告なく変更される場合があります 2025.04