

ImmunoEX™ イムノアッセイ開発用キット

The ImmunoEX™ イムノアッセイ開発キットは、診断および検査キットの開発を簡素化および強化するために設計された、多用途で高性能なソリューションです。

■ ワークフローの効率化へ

新しい検出法の開発には、試薬を用いた反復試験が必要です。ImmunoEX™は、イムノアッセイ開発者の多様なニーズを満たす、すぐに使える高性能バッファーを提供することで、このプロセスを加速し、簡素化します。

■ 対応アプリケーション

イムノアッセイ:

- ELISA
- ラテラルフロー（イムノクロマト）
- ウェスタンブロットティング
- 免疫組織化学染色（IHC）
- 免疫蛍光染色（IF）

アプリケーション:

サンプル前処理

- バッファーはTBSの有無 0.05% Tween-20
- 穏やかで効率的な 効率的なタンパク質サンプルのハンドリング

非 非特異的シグナル

- タンパク質ベースとタンパク質ベースとプロテインフリー
- バックグラウンドノイズをノイズを最小化し感度を向上

抗体希釈

- 抗体保存に最適な滅菌バッファー 抗体保存 滅菌バッファー

■ 主な特徴

- デュアルバッファースystem
プロテインベースバッファ：感度とアッセイ性能を向上
プロテインフリーバッファ：よりクリーンで正確な結果を保証
- 希釈対応
付属の TBST または TBS バッファで希釈することができ、特定の要件に合わせて行うことができます。要件に合わせた希釈が可能です。
- 時間節約と信頼性
安定した再現性の高い結果を得るために設計された滅菌済みの高品質試薬。

■ キット内容

ImmunoEX™ with Tween-20

- イムノアッセイバッファ（タンパク質ベース）： 50 mL
- イムノアッセイバッファ（プロテインフリー） 50 mL
- TBST バッファ 125 mL × 2

ImmunoEX™ without Tween-20

- イムノアッセイバッファ（タンパク質ベース） 50 mL
- イムノアッセイバッファ（プロテインフリー） 50 mL
- TBS バッファ 125 mL × 2

■ オプション

- BSA ブロッキングバッファ（5%）
- カゼインブロッキングバッファ（1%）

The ImmunoEX™ イムノアッセイ開発キットは、信頼性が高く、便利で、カスタマイズ可能なイムノアッセイ開発のためのソリューションです。

販売元：

株式会社フォーディクス

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-33-6 Geminis II ビル 5F

Tel 03-6801-5977 Fax 03-6801-5978 www.fordx.co.jp

ForDx

Energenesis Biomedical Co., Ltd

MEMO: